

AGIL 杜耳瓶

Cryopal



AGIL杜耳瓶小巧、輕便且耐用，具手柄及傾倒式手把非常實用。

杜耳瓶設計用於簡易使用及小量儲存液態氮。



AGIL 3 傾倒式手把



AGIL軟木上蓋（選配）

特 色

- **易於使用：**
傾倒式把手具有更好的抓握，並使杜耳瓶在使用上安全性更高。
- **堅固耐用：**
採用不銹鋼材質，結構非常堅固。
- **廣泛應用：**
可用於冷熱液體(-200°C ~ +200°C)。



型號	AGIL 0.5	AGIL 1	AGIL 1/L	AGIL 2	AGIL 3	AGIL 6
總容量 (L)	0.5	1	1	2	3	6
內徑尺寸 (mm)	65	85	100	100	185	185
空桶重 (kg)	0.56	0.95	0.8	1.35	1.78	2.4
外徑尺寸 (mm)	87	107	122	122	200	200
總高度 (mm)	203	231	177	312	190	300
每日蒸發量 (L/day)	1	0.9	1.6	1.1	3.1	2.9
靜態使用時間 (Hours)	12	26	15	43	23	49

