

TR 實驗用 液態氮儲存桶

Cryopal



無壓力鋁合金容器。

TR系列設計用於儲存及分注液態氮。



特 色

- **強化堅固：**
容器外殼經過強化，提高堅固性。
- **完美品質：**
聚氨酯塗料具有卓越的飾面品質和超長的使用壽命。
- **方便移液：**
容器上可安裝抽取裝置，並可透過前端開口凸緣設計，快速可靠的固定。
- **符合法規：**
TR系列符合危險品運輸國際法規（ADR及IATA-OACI）。

型號	TR 11	TR 21	TR 26	TR 35	TR 60	TR 100
可使用量 (L)	12.2	21.5	26	33.6	60	99
口徑 (mm)	50	50	50	50	50	50
外徑尺寸 (mm)	308	388	388	468	468	510
空桶重 (kg)	7.5	11	13.5	15.8	21.5	29.5
總重 (kg)	17.3	28.3	34.6	43	70	110
總外部高度 (mm)	584	605	669	655	869	986
總內部高度 (mm)	530	535	612	580	800	933
靜態保存時間 (Day)	67	119	130	140	150	180
每日推估蒸發率 (L/day)	0.18	0.18	0.2	0.24	0.4	0.55



原廠傾倒把手
(TR11、TR21/26選配)



原廠傾倒架
(TR21/26、TR35選配)



DL3 自動送液裝置
(選配)

