

紫外光核酸固著儀

可確保紫外線輸出一致，可用於多種用途，包括DNA鍵結及紫外線固化。

UVP固著儀

紫外光核酸固著儀可用於將核酸附著到薄膜上，相比使用烤箱烘烤，僅需要幾秒鐘的時間即可。

固著儀利用微電腦處理器來控制和測量紫外線輻射量。

尚偉知識+



產品資訊



- 內建輻射計可透過NIST可追溯標準感測器來校正精確且準確的劑量，從而避免使用者自行校準。
- 安全連鎖裝置，可避免使用者意外受到紫外線照射。
- 可提供高達10 J/cm²的UVA、UVB或UVC。
- 高度均勻的表面照明。
- 尺寸精巧，可適合有限的實驗室空間使用。



外部尺寸 (L x W x H) : 41 x 40 x 26.5 cm

內部尺寸 (L x W x H) : 35 x 27 x 16 cm

重量 : 6.8 Kg / 15 lb

認證 : CE, RoHS

料號

描述

115V	230V	紫外光核酸固著儀
849-95-0615-01	849-95-0615-02	CL-3000 : 254 nm
849-95-0615-03	849-95-0615-04	CL-3000M : 302 nm
849-95-0615-05	849-95-0615-06	CL-3000L : 365 nm

