



ROTANTA 460 | 460 R

大容量高速離心機

ROTANTA 460系列功能強大，幾乎所有應用均適用。可離心大容量的採血管、尖底離心管、多孔盤和離心瓶，另有血袋專用轉子能夠容納 450 毫升血袋。ROTANTA 460 R具有冷凍功能，可控制溫度範圍為 -20 °C 至 +40 °C。

特點

- 8 種轉子可供選擇
- 符合IVD指令 93/42/EC的醫療設備
- 28段單獨加速和減速設定
- 透過薄膜式按鍵和控制旋鈕可輕鬆操作
- 98組可記憶程控，更具獨立性
- 具預冷功能，溫度控制可從 -20 到 +40 °C

規格

型號	ROTANTA 460	ROTANTA 460 R
電壓	200 – 240 V 1 ~ / 100 – 127 V 1 ~	200 – 240 V 1 ~ / 100 – 127 V 1 ~
頻率	50 - 60 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
消耗量	1000 VA / 1100 VA	1800 VA / 2000 VA
發射，抗擾度	EEN/IEC 61326-1, class B/FCC class B	EEN/IEC 61326-1, class B/FCC class B
最大容量	4 x 1000 ml	4 x 1000 ml
最大轉速	15,000 min ⁻¹	15,000 min ⁻¹
離心力	24,400	24,400
運轉時間	1 – 99 h: 59 min: 59 s, ∞ 連續運轉，手動短暫離心	1 – 99 h: 59 min: 59 s, ∞ 連續運轉，手動短暫離心
尺寸	W 554 x D 706 x H 456 mm	W 770 x D 706 x H 456 mm
重量	101 kg / 111 kg	141 kg / 151 kg
最大噪音值	46 dB (A) (轉子4474)	58 dB (A) (轉子4474)
溫度控制範圍	—	-20 to +40 °C

