

ROTINA 420 | ROTINA 420 R

大容量高速冷凍離心機

此款輕巧桌上型離心機專為大量樣品而開發。離心瓶最大容量可達 4 x 600 ml、140支採血管、16個微孔盤或52 x 15 ml尖底離心管，可從合算的轉子中選擇搭配。ROTINA 420 R具有冷凍功能，可控制溫度範圍為 -20 °C至 +40 °C。

特點

- 一流設備搭載超高性能
- 5種轉子可供選擇
- 符合IVD指令 98/79/EC
- 使用 4790-A 轉子時的最大噪音值僅51 dB(A)
- 透過薄膜式按鍵和控制旋鈕可輕鬆操作
- 98組可記憶程控，更具獨立性
- 9段單獨的加速和減速
- 具預冷功能，溫度控制可從 -20 到 +40 °C

規格

型號	ROTINA 420	ROTINA 420 R
電壓	200 – 240 V 1 ~ / 100 – 127 V 1 ~	200 – 240 V 1 ~ / 100 – 127 V 1 ~
頻率	50 – 60 Hz	50 Hz / 50 – 60 Hz
消耗量	870 VA / 900 VA	1600 VA / 1850 VA
發射，抗擾度	EEN/IEC 61326-1, class B/FCC class B	EEN/IEC 61326-1, class B/FCC class B
最大容量	4 x 600 ml	4 x 600 ml
最大轉速	15,000 min ⁻¹	15,000 min ⁻¹
離心力	24,400	24,400
運轉時間	1 – 99 h: 59 min: 59 s, ∞ 連續運轉，手動短暫離心	1 – 99 h: 59 min: 59 s, ∞ 連續運轉，手動短暫離心
尺寸	W 506 x D 650 x H 423 mm	W 713 x D 654 x H 423 mm
重量	75 kg / 84 kg	108 kg / 117 kg
最大噪音值	51 dB (A) (轉子4790-A)	50 dB (A) (轉子4790-A)
溫度控制範圍	–	-20 to +40 °C

