



ROTOFIX 32A

微電腦大容量離心機

幾十年來，ROTOFIX 32 A 憑藉其多功能性和堅固的結構為日常實驗室工作樹立了標準。為桌上型離心機，可離心多達 6 x 94 ml、40個採血管或 8 x 50 ml 尖底離心管的樣品量，具有簡單的操作界面。此外，Hettich的細胞學轉子與大多數現有的漏斗/載玻片系統兼容，並配有生物性密封上蓋。

特點

- 符合IVD指令 98/79/EC
- 通過薄膜式按鍵和控制旋鈕可輕鬆操作
- 2段獨立減速

規格

型號	ROTOFIX 32A
電壓	208 – 240 V 1 ~ / 100 – 127 V 1 ~
頻率	50 – 60 Hz
消耗量	300 VA
發射，抗擾度	EEN/IEC 61326-1, class B/FCC class B
最大容量	4 x 100 ml / 6 x 94 ml
最大轉速	6,000 min ⁻¹
離心力	4,226
運轉時間	1 – 99 min, ∞ 連續運轉, 手動短暫離心
尺寸	W 366x D 430 x H 257 mm
重量	23 kg
最大噪音值	52 dB (A) (轉子1628)

