

EYELA

尚偉股份有限公司獨家代理廠牌

日本理化科學儀器製造第一品牌
超高效能、安心、安全

N-1300 系列濃縮機

只有**EYELA**
可以滿足您的需求
空間利用，超乎您的想像

- N-1300
- OSB-2200



- N-1300VF
- OSB-2200




- 桌上型/落地型
低溫循環水槽



CCA-1112A

CA-1116A-1

- 真空度控制器



NVC-3000

- 耐酸鹼抗腐蝕
變頻隔膜幫浦



NVP-2100V

NVP-1000V





FDU-1200

桌上型冷凍乾燥機

多樣式的容器，可自由選配
多歧管，提升效率
操作流程簡易，具自動運轉模式
進氣口附0.2 μm 過濾裝置，避免
樣品汙染



CM-1000

多功能震盪機

DNA、RNA抽出。
試藥溶解、混合、
ELISA實驗用



WFO-520 / 420W

數位省電型風扇對流烘箱

自動啟動、自動停機
內部隔層空間，利用率高
多方向對流、效率高
具可變式獨立過熱防止裝置
消耗電力低。節能環保



MP-2000

旋鈕型 送液幫浦

流量範圍：10 ~ 1,450 mL/h x 2
流量經度： $\pm 2\%$
使用液黏度：Max. 2Pa·S (2,000 cP)
使用液體溫度：0 ~ 60 $^{\circ}\text{C}$ (不可凝結)



ZZ-1100S / 1200S / 1300S

直流攪拌機

內置安全保護蓋
操作角度可調
轉速範圍 (rpm)：20 ~ 1,200
10 ~ 600
5 ~ 300



CVE-3000

離心式真空濃縮機

溫度範圍4 ~ 80 $^{\circ}\text{C}$
多種離心轉子可供選擇
蓋板內側採用玻璃材質，外側採
用樹脂材質，接嘴部件採用玻璃
材質，可防止有機溶劑腐蝕



A-1000S

水流式抽氣幫浦

暢銷機種，市佔率第一
耐操、壽命長、價格實惠
低水壓亦可使用
具透明上蓋，可觀察內部狀態
本體及墊片等均採用抗化性之材質



SD-1010

噴霧乾燥機

水分蒸發量：1,500 ml/h
噴嘴可設定自動及手動清洗
玻璃及管線組件，拆裝容易，
清洗方便
粉體回收瓶容量：600 ml (Max,
1,200 ml)
安全設計：自動診斷溫度、風量、
加熱器、異壓異常...等安全功能



尚偉股份有限公司
SUNWAY SCIENTIFIC CORPORATION

台北：02-2771-8337 新竹：03-535-2179
台中：04-2206-1113 高雄：07-555-2355
www.sun-way.com.tw
用心，為您做好一輩子的服務

LINE ID: @SUN-WAY

