

B-100AP 和 B-100AP/R 紫外線燈

B-100AP 提供 100 W 的高強度長波 (365 nm) 照明。
適用於科學、無損測試和螢光檢查等用途。

- 100 W 長波燈泡和鎮流器底座
- 將燈頭安裝在底座上可進行360度的旋轉
- 在457 mm處，該燈有一個直徑約 127 mm 的高強度紫外線輻照中心
- 握把可插入變壓器底座，方便燈管存放和免提燈操作
- B-100AP/R 具有與 B-100AP 相同的功能，包括6.1 m 長的主要和次要電纜，用以增加移動性
- B-100AP/R 具有兩個電線固定器，可控制鬆散的電線，並在鎮流器的兩側延伸74 mm



B-100 AP及 AP/R燈尺寸

燈頭尺寸 9.75L x 6 Dia. in. (248 x 152 mm), 12.5 lbs.

B-100SP紫外線燈

B-100SP 燈是一款90 W長波自鎮流燈，是ANALYTIK JENA最強度便攜燈具。B-100SP隨附燈泡平均壽命為450至2000小時。

- 鎮流器直接內置在燈泡中
- 燈線長度為2.44 m
- On/Off開關位於手柄上，方便使用
- 適合汽車洩漏檢測



B-100 SP燈尺寸

燈頭尺寸 9.75L x 6 Dia. in. (248 x 152 mm), 3.14 lbs.

訂購編號

描述

115V	230V	B-100 AP, B-100 AP/R, B-100SP 燈具和配件
95-0127-01	95-0127-02	B-100AP 100 W, 365 nm長波, 強度2 in. /10 in. ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$): 20,000 / 5,000
95-0127-06	95-0127-07	B-100AP/R 100 W, 365 nm長波, 強度2 in. /10 in. ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$): 20,000 / 5,000V
95-0128-01	95-0006-03	B-100SP 140 W, 365 nm長波, 強度2 in. /10 in. ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$): 8,000 / 1,800
34-0054-01		燈泡, 聚光型 (B-100AP/R 和 B-100AP)
38-0168-01		濾片/框板總成 (B-100AP/R 和 B-100AP)
17-0057-01		燈泡保護罩 (B-100SP)
34-0049-01		燈泡, 自鎮流 (B-100SP)
38-0168-05		濾片/框板總成(B-100SP)
89-0068-01		防護網
19-0126-01		燈管漏斗
19-0125-01		燈罩
76-0055-01		曝光箱

