

紫外線燈

Ultraviolet Lamps

Analytik Jena 生產了多種型號的 Mineralight、Blak-Ray 和 UV 燈，以滿足多種應用和預算要求。

紫外線燈：手持及專業

輕巧型紫外線燈

輕巧型紫外線燈 (4W) 具有長波 (365 nm)、短波 (254 nm) 或多波段 UV。

J-124 燈架適用於輕巧型紫外線燈。



尺寸：7.8L x 2.8W x 2.1H in. (198 x 71 x 53 mm), 11b.

J-124 Stand：6.5H x 7.5W x 4.8D in. (165 x 190 x 122 mm), 11b



- 組合式波長版本，配有可切換波長的卡扣選擇開關
- 輕巧且易於操作的設計
- 12V型 (可使用於汽車點煙器操作)

訂購編號

描述

115V	230V	輕巧型紫外線燈、替換燈管及配件
95-0016-14	95-0016-15	UVG-11, 4-watt, 254 nm UV
95-0017-09	95-0017-10	UVGL-15 (split-tube), 4-watt, 365 nm/254 nm UV
95-0018-02	95-0018-03	UVL-21, 4-watt, 365 nm UV
95-0021-12	95-0021-10	UVGL-25, 4-watt, 365 nm/254 nm UV
95-0019-01	95-0019-03	UVL-23, 4-watt, 365 nm BLB UV
95-0019-14 (12V)		UVL-23R, 4-watt, 365 nm BL UV
34-0003-01		Tube, 4-watt, 254 nm UV
34-0004-01		Tube, 4-watt, 365/254 nm UV
34-0005-01		Tube, 4-watt, 365 nm UV
34-0010-10		Tube, 4-watt, 365 nm, BLB UV
98-0020-03		J-124 Lamp Stand

