

手持式紫外線燈

手持式紫外線燈 (6W) 包括短波 (254 nm)、長波 (365 nm)，或組合式短波/長波。搭配 J-129 燈架，可實現免持使用。

- 舒適的人體工學設計手柄，便於操作
- 紫外線燈背面具有 On/Off 開關



尺寸：14.9L x 3.2W x 2.5H in., 2 lbs.

J-124 Stand : 9.75H x 13L in. (248 x 330 mm), 3 lbs.

訂購編號

描述

115V	230V	手持式紫外線燈、替換燈管和配件
95-0004-09	95-0004-10	UVG-54, 6-watt, 254 nm UV
95-0005-05	95-0005-06	UVGL-55 (split-tube), 6-watt, 365 nm/254 nm UV
95-0006-02	95-0006-03	UVL-56, 6-watt, 365 nm UV
95-0007-05	95-0007-06	UVGL-58, 6-watt, 365 nm/254 nm UV
95-0104-01	95-0104-02	UVL-57, 6-watt, 302 nm UV
34-0013-01		Tube, 6-watt, 254 nm UV
34-0015-01		Tube, 6-watt, 365/254 nm UV
34-0034-01		Tube, 6-watt, 365 nm UV
34-0044-10		Tube, 6-watt, 302 nm UV
98-0016-03		J-129 Lamp Stand

3UV多波長紫外線燈

此款創新的3UV燈 (已獲得專利) 結合了三種不同的紫外線波長。3UV燈包含了長波、短波和中波紫外線 (圖示為8W型號)。



- 通過位於外殼一端的切換開關，輕鬆選擇不同波長
- 每個燈管後面嵌有獨特設計的貓眼式反光鏡，為螢光應用提供最大紫外線照射
- 輕量級塑料和人體工學設計外殼，適用於穩定或手持使用

尺寸：

3UV-34 : 9.5L x 3W x 4.5D in. (241 x 76 x 114 mm), 5 lbs.

3UV-36 : 12.5L x 3W x 4.5D in. (318 x 76 x 114 mm), 5 lbs.

3UV-38 : 15.5L x 3W x 4.5D in. (394 x 76 x 114 mm), 6 lbs.

